CARE CONCEPT

POZ' IN' FORM®





NEU

LAGERUNGSHILFEN





zur DEKUBITUSPROPHYLAXE und POSITIONSUNTERSTÜTZUNG

DEKUBITUSPROPHYLAXE

Die POZ' IN' FORM Lagerungshilfen sind optimal für den Einsatz zur Dekubitusprophylaxe geeignet. Die Kissen bestehen aus einer Mikrofaserhülle und sind mit längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächtnis gefüllt. Die Widerstandskraft der Hohlfasern ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und senkt somit den Auflagedruck erheblich.

Zusätzlich bewirken die stützenden Eigenschaften der Fasern eine Minderung der Scherkräfte. Die Kissen sind standardmäßig mit Pharmatex Inko-Bezügen oder Lenzing FR® Stoffbezügen mit integriertem Inko-Schutz erhältlich. Diese sind abnehmbar, elastisch und waschbar. Sie tragen dazu bei, dass die Lagerungshilfen rundum atmungsaktiv und gut verträglich sind.



PERFEKTE ANPASSUNG UND STÜTZE

Die POZ' IN' FORM Kissen passen sich den Formen des Körpers an, geben Halt und bieten dadurch eine langanhaltend angenehme Unterstützung in Sitz- und Liegeposition. Die dichte Füllung wirkt einer verfrühten Abnutzung entgegen. Die verschiedenen Formen, Größen und Ausführungen der POZ' IN' FORM Elemente lassen sich optimal für vielfältige Lagerungsarten bei hohem Anwenderkomfort einsetzen.

EINSATZ UND KOMFORT

Die Positionsunterstützung, eines bettlägerigen Patienten auf einer adäquaten, hochwertigen Unterlage, soll zu einer Verbesserung der Liegeposition sowie der Verringerung des Dekubitusrisikos beitragen. Die Sicherheit in der Anwendung und die Verringerung des Infektionsrisikos sind von großer Bedeutung.

PHARMATEX ODER LENZING FR®

Die Poz' in' Form Lagerungshilfen sind abziehbar und komplett maschinenwaschbar. Die Kissen sind mit einem Pharmatex-Inko oder Lenzing FR® Stoffbezug mit integriertem Inko-Schutz lieferbar.

Der mit Polyurethan beschichtete Pharmatex-Inko Bezug ist bi-elastisch und wird vor allem zum Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen empfohlen. Dieser Bezug bietet großen Komfort. Er fühlt sich angenehm weich an (vergleichbar mit einer Pfirsichhaut), was die Berührung sehr angenehm macht. Die glatte Oberfläche erleichtert die Desinfektion und Reinigung.

Der Lenzing FR® Stoffbezug besteht aus einer Stoffschicht aus Viskose, die durch eine festgeklebte Polyurethan-Membran flüssigkeitsdicht ist. Die innovativen Lenzing FR® Bezüge öffnen eine neue Dimension des Komforts bei der Lagerung und Positionsunterstützung in Liegeposition. Tatsächlich schützen die Poz' in' Form Lenzing FR® Produkte vor Mazeration, die oft von herkömmlichen Bezügen gefördert wird.

Die Viskosefasern werden aus dem natürlichen Rohstoff Holz hergestellt und absorbieren dank der hygroskopischen Eigenschaften die Feuchtigkeit, welche bei dem Hautkontakt mit dem Patienten entsteht.

Die Elastizität und Dehnbarkeit des Lenzing FR® Bezugs (Verformungen des Gewebes von 60 % in alle Richtungen), kommt den speziellen Anforderungen in der Lagerung von Patienten zusätzlich zugute.

Eigenschaften des Pharmatex:

Schwerentflammbar: CRIB5 Oeko-Tex Standard 100 class 1

Atmungsaktiv (> als 500g/m2/24h-37°C)

Flüssigkeitsundurchlässig: ++ Saugfähigkeit bei Schwitzen: +

Eigenschaften des Lenzing FR®:

Schwerentflammbar (ISO 12952, BS 7175, CRIB7)

Oeko-Tex Standard 100 class 1

Hohe Atmungsaktivität (> als 200g/m2/24h-37°C)

Flüssigkeitsundurchlässig: +++

Hohe Saugfähigkeit bei Schwitzen: +++

PFLEGEHINWEISE

bi-elastischer Pharmatex-Inko Bezug

Lenzing FR® Stoffbezug mit integriertem Inko-Schutz





Kissenhülle: Micronetz und -Faser



Füllung: Micromax Hohlfaser mit Formgedächtnis

LAGERUNGSHILFEN ZUR ENTLASTUNG DER HÜFTE UND KNIEGELENKE IN LIEGEPOSITION

<u>UNIVERSALKISSEN</u>

HMV - Nr.11.11.05.0022

Die vielseitig einsetzbaren Universalkissen sind in 3 Ausführungen erhältlich. Das große Kissen in 55 x 40 cm kann unter anderem zur Flexion der Knie oder maßvollen Abduktion der Hüfte eingesetzt werden. Die kleineren Elemente können als Keile verwendet werden, um die optimale Lagerung zu unterstützen und dem Dekubitusrisiko sowie unangepassten Positionen entgegenzuwirken.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/901	D22/901LEN
Länge	35 cm	35 cm
Breite	25 cm	25 cm
ERSATZBEZUG	D22/901H	D22/901HLEN
Artikel-Nr.	D22/902	D22/902LEN
Länge	55 cm	55 cm
Breite	40 cm	40 cm
ERSATZBEZUG	D22/902H	D22/902HLEN
Artikel-Nr.	D22/903	D22/903LEN
Länge	40 cm	40 cm
Breite	15 cm	15 cm
ERSATZBEZUG	D22/903H	D22/903HLEN

DREIECKSKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.1020

Durch die besondere Form und Füllung passt sich dieses Kissen jeder Körperform an. Unter den Knien angewendet, kann damit das Kniegelenk entspannt und entlastet werden. Gleichzeitig wird ein Nachuntenrutschen verhindert und es kommt zu einer Reduktion der Reibung und Scherung im Sakralbereich. Bei Oberkörperhochlagerung (Semi-fowler) werden gefährdete Risikozonen wie Fersen, Gesäß und Füße durch Druckverlagerung auf weniger gefährdete Zonen (Wade, Schenkel, Rücken) entlastet.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/910	D22/910LEN
Länge	56 cm	56 cm
Breite	32 cm	32 cm
Höhe	28 cm	28 cm
ERSATZBEZUG	D22/910H	D22/910HLEN

ZYLINDERKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.0024

Vielseitig zur Weich- und Stützlagerung von einzelnen Körperregionen einsetzbar, z. B.: Lagerung von Beinen, Knie oder Füßen. Durch die runde Form werden druckempfindliche Körperpartien entlastet und der Druck gleichmäßig verteilt. Zwischen Knie, Waden oder Knöchel platziert, wird Reibung und Scherkräften entgegengewirkt.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/940	D22/940LEN
Länge	75 cm	75 cm
Durchmesser	18 cm	18 cm
ERSATZBEZUG	D22/940H	D22/940HLEN

RINGKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.0025

Das Ringkissen kann als Ergänzung zum Universal-, Dreiecks, od. Zylinderkissen verwendet werden, um die gewünschte Position zu erreichen. Es kann auch zur Stütze, Entlastung und Ruhigstellung des Kopf- und Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage eingesetzt werden.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/965	D22/965LEN
Länge	135 cm	135 cm
Largeur	20 cm	20 cm
ERSATZBEZUG	D22/965H	D22/965HLEN

HALBRINGKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.1022

In Kombination mit dem Zylinderkissen kann die Reibung und Scherung zwischen den Beinen und im Bereich der Knie und Oberschenkel verringert werden. Unterstützt die hüftbreite Öffnung der Beine. Kann auch im Nackenbereich verwendet werden.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/960	D22/960LEN
Länge	105 cm	105 cm
Breite	22 cm	22 cm
ERSATZBEZUG	D22/960H	D22/960HLEN

ABDUKTIONSKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.0023

Der Abduktionskeil erlaubt es die Beine auseinander zu halten und eine gewisse Abspreizung in der Hüfte zu gewährleisten. So werden Reibung und Scherkräfte an Oberschenkel, Knie und Waden vermieden.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/950	D22/950LEN
Länge	35 cm	35 cm
kleine Breite	10 cm	10 cm
große Breite	30 cm	30 cm
Höhe	15 cm	15 cm
ERSATZBEZUG	D22/950H	D22/950HLEN

LAGERUNGSHILFE IN RÜCKENLAGE

SEMI-FOWLER HALBMONDKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.1021

Das ideale Kissen für die tägliche Entlastung und Lagerung. Kann in der Rücken- und Seitenlage verwendet werden. Hervorragenden Stützeigenschaften für Rücken und die oberen Gliedmaßen, besonders beim Sitzen in Bett oder Rollstuhl.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/920	D22/920LEN
Länge	200 cm	200 cm
Breite	30 cm	30 cm
ERSATZBEZUG	D22/920H	D22/920HLEN

LAGERUNGSHILFE BEI LATERALEM DEKUBITUS

SEITENLAGERUNGSKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.2004

Bietet eine optimale Entlastung im Bereich von Rücken, Kreuz- und Steißbein sowie den Schultern und Knien. Eine Körperhälfte soll entlastet werden, indem der Druck möglichst gleichmäßig auf die aufliegende Körperseite verteilt wird. Zusätzlich werden Reibung und Scherkräfte der Haut reduziert.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/930	D22/930LEN
Länge	185 cm	185 cm
Breite	35 cm	35 cm
ERSATZBEZUG	D22/930H	D22/930HLEN

LAGERUNGSHILFE ZUR ENTLASTUNG FÜR BEIDE FERSEN

FERSENENTLASTUNGSKISSEN

HMV - Nr.11.11.05.0026

Mit dem integrierten Gurt lässt sich das Fersenkissen auf die Matratze schnallen. Dadurch wird eine andauernde Entlastung der Fersen und Stabilisierung der Knöchel erzielt.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/970	D22/970LEN
Länge	85 cm	85 cm
Breite	25 cm	25 cm
ERSATZBEZUG	D22/970H	D22/970HLEN

LAGERUNGSHILFE ZUR ENTLASTUNG DES FUSSES

BEINRAMPE

HMV - Nr.11.11.05.0027

Diese Lagerungshilfe für das Bein kann zur Hoch- und Entlastungslagerung eingesetzt werden. Es findet eine Druckverlagerung von den Fersen zu der weniger gefährdeten Körperregion von Wade bis Kniekehle statt. Der venöse Rückfluss wird durch die Hochlagerung unterstützt. Seine Form und Größe ermöglicht zusätzlich eine Entlastung der Achillessehne.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/985	D22/985LEN
Länge	48 cm	48 cm
Breite	30 cm	30 cm
Höhe	12 cm	12 cm
ERSATZBEZUG	D22/985H	D22/985HLEN

LAGERUNGSHILFE ZUR ENTLASTUNG DER OBEREN GLIEDMASSEN

ARMRAMPE

HMV - Nr.11.11.05.0028

Das Entlastungskissen vermindert den Druck auf die Haut und Risikozonen, wie z. B.: Ellenbogen. In der postoperativen Behandlung und Rehabilitation kann die Entlastung zu einer Stabilisierung und Linderung der Schmerzen beitragen. Durch seine Form und Größe kommt es gleichzeitig zu einer Entlastung des Handgelenks.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/980	D22/980LEN
Länge	45 cm	45 cm
Breite	23 cm	23 cm
Höhe	8,5 cm	8,5 cm
ERSATZBEZUG	D22/980H	D22/980HLEN

LAGERUNGSHILFE ZUR ENTLASTUNG DES KOPFES

LAGERUNGSKISSEN FÜR DEN KOPF

Die Aussparung in der Mitte des Kissens ermöglicht eine Entlastung des Hinterhaupts. Die Kombination aus viskoelastischem Schaumstoff und der Hohlfaserfüllung bietet eine gleichmäßige Druckverteilung in der Kopfregion.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Artikel-Nr.	D22/990	D22/990LEN
Länge	50 cm	50 cm
Breite	40 cm	40 cm
Höhe	9 cm	9 cm
ERSATZBEZUG	D22/990H	D22/990HLEN





Transporttasche

VISKOELASTISCHE LAGERUNGSHILFEN

CERVIKALRING



Art-Nr.: D22/22300

ABDUKTIONSKEIL



Art-Nr.: D22/22200

BEINLAGERUNGSKISSEN



Art-Nr.: D22/22000 für 1 Bein 80,5 x 30,5 x 24 cm Art-Nr.: D22/22010

SCHRÄGLAGERUNGSKISSEN 30°



Art-Nr.: D22/22700 71 x 40 x 28 cm Art-Nr.: D22/22750 85 x 31 x 17 cm

HALBROLLE

Care Concept



21 x 18 x 10 cm Art-Nr.: D22/22120 Art-Nr.: D22/22130 51 x 18 x 10 cm Art-Nr.: D22/22060

POPLITEALES KISSEN







PHARMAOUEST INDUSTRIES - CARE CONCEPT

F- 35540 MINIAC-MORVAN 2, rue de Saint-Coulban Zone Actipole - B.P.12

DEUTSCHLAND TEL.: +49 (0) 511 696 59 14 FAX: +49 (0) 511 696 59 17 careconcept@pharmaouest.com

FRANKREICH TEL.: +33 (0)2 99 82 21 21 FAX: +33 (0)2 99 82 15 45 contact@pharmaouest.com

Pharmaouest

©Création : Marketing PHARMAOUEST INDUSTRIES - novembre 2014